

**PROMOCIÓN  
CENTRÍFUGAS**

**Alta Velocidad**  
Tubos Falcon®


# Centrífugas Alta Velocidad



Serie MPW 352  
**Pack CAVI 1-18**  
Serie MPW 352R  
**Pack CAVIR 1-18**



Equipada con:



**Rotor angular 6x50ml.**

## Centrífuga Alta Velocidad MPW 352/R


- **Con Refrigeración de -20 + 40°C (Modelo 352R)**
- Enfriamiento inicial con/sin la centrifugación, precisa estabilización de temperatura de -20 + 40°C (Modelo MPW 352R)
- Motor de inducción libre de mantenimiento con protección Térmica
- Gran Pantalla LCD Gráfica
- 99 programas de usuario
- 10 Perfiles de aceleración / frenado
- Conversión de RPM / RCF
- Ajuste de radio centrífuga para muestras (con corrección automática RCF)
- Cálculo efectivo tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Cambio de los parámetros durante la centrifugación
- Identificación del rotor y detector de desequilibrio
- Grabación de los parámetros de centrifugación – (USB)
- Configuración del idioma del menú
- Funciones de bloqueo del menú seleccionados con contraseña
- Memoria de los últimos 10 ciclos de trabajo
- Ajuste manual de la densidad de las muestras de > 1,2 g/cm<sup>3</sup> (corrección velocidad máx. auto.)
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de emergencia de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 28 Rotores Angulares / 9 Rotores Oscilantes

| Modelo          | Pack              | Rotor       | Capacidad       | RPM    | RCF      | Ancho x fondo x alto | Temperatura | Precio         |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|----------|----------------------|-------------|----------------|
| <b>MPW 352</b>  | <b>CAVI-1-18</b>  | Angular 30° | 6x50ml (FALCON) | 10.000 | 10.732xg | 380 x 443 x 695mm    | -           | <b>€ 3.125</b> |
| <b>MPW 352R</b> | <b>CAVIR-1-18</b> | Angular 30° | 6x50ml (FALCON) | 10.000 | 10.732xg | 380 x 443 x 695mm    | -20C/+40°C  | <b>€ 4.690</b> |

Serie MPW 380  
**Pack CAVI 2-18**  
Serie MPW 380R  
**Pack CAVIR 2-18**



Equipada con:



**Rotor angular 8x50ml.**

## Centrífuga Alta Velocidad MPW 380/R

- **Con Refrigeración de -20 + 40°C (Modelo 380R)**
- Enfriamiento inicial con / sin la centrifugación, precisa estabilización de temperatura de -20 + 40°C (Modelo MPW 380R)
- Motor de inducción libre de mantenimiento
- Protección Térmica del motor
- Gran pantalla LCD gráfica
- 99 Programas operativos
- 10 Perfiles de aceleración / frenado
- Conversión de RPM / RCF
- Ajuste del radio centrífuga para muestras (con corrección automática RCF)
- Ajuste manual de la densidad de las muestras de > 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- Cálculo efectivo tiempo de centrifugación
- Centrifugación de ajuste de la hora
- Ajuste del tiempo de centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Identificación del rotor
- Apertura automática de la tapa
- Grabación de los parámetros de centrifugación – USB
- Detector de Desequilibrio
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de emergencia de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 18 Rotores Angulares / 7 Rotores Oscilantes

| Modelo          | Pack              | Rotor       | Capacidad       | RPM    | RCF      | Ancho x fondo x alto | Temperatura | Precio         |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|----------|----------------------|-------------|----------------|
| <b>MPW 380</b>  | <b>CAVI-2-18</b>  | Angular 30° | 8x50ml (FALCON) | 14.000 | 23.666xg | 515 x 650 x 455mm    | -           | <b>€ 5.350</b> |
| <b>MPW 380R</b> | <b>CAVIR-2-18</b> | Angular 30° | 8x50ml (FALCON) | 14.000 | 23.666xg | 715 x 650 x 455mm    | -20C/+40°C  | <b>€ 7.940</b> |

Agitadores

Armarios de seguridad

Autoclaves

Automatización y robotica

Balanzas

Baños

Cintas-Mantas Calefactoras

Cabinas Filtración

Cabinas Flujo Laminar

Cabinas - Aisladores

Campanas de gases

Cámaras climáticas

Centrifugas

Congeladores / Conservadores

Congeladores Bancos de  
Sangre (Certified 93/42/EEC)

Cromatografía Columnas HPLC

Cromatografía Jeringas

Destiladores

Equipos punto de Fusión

Estufas e Incubadores

Homogeneizadores

Incubadores de CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>

Instrumental general

Liofilizadores

Mesas de Autopsias

Mobiliario de laboratorio

Mortuorios

Papel de Filtro

pHmetros

Pipetas-automáticas-  
consumibles

Placas Calefactoras

Racks/Cajas

Refrigeración industrial


Salas blancas

Termobloques

Termocicladores

Termoreguladores

Termoselladoras



Anatomía  
patológica



Banco  
de sangre



Biobancos




Biología  
celular




Biología  
molecular



Fecundación  
In vitro



Industria  
Química - Farmacéutica



Salas  
blancas



Seguridad