

Microtubos

[illegible]

Serie MPW 55
Pack CMT 1-15



Centrífuga Microtubos MPW 55

- Motor de inducción libre de mantenimiento
- Display LCD
- 9 Programas de trabajo con ajuste en RPM/RCF
- 3 Perfiles ajustable de aceleración/frenado
- Ajuste del tiempo de centrifugación, (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Detector de Desequilibrio
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor
- Cerradura de emergencia para apertura de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 4 Rotores Angulares / 1 Rotor Oscilante

Equipada con:



Rotor angular 24x1,5/2ml

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Ancho x fondo x alto	Precio
MPW 55	CMT-1-15	Angular 45°	24x1,5/2ml	14.500	15.279xg	220 x 270 x 180mm	€ 1.295


Serie MPW 260
Pack CMT 1-21
Serie MPW 260R
Pack CMTR 1-21



Centrífuga Microtubos MPW 260/R

- **Con Refrigeración de -20/+40°C**
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Motor de Inducción, libre de mantenimiento
- Display LCD
- 99 Programas de trabajo
- 10 Perfiles de Aceleración / Frenado
- Conversión RPM/RCF
- Cálculo efectivo del tiempo de centrifugación
- Identificación del rotor / Detector de desequilibrio
- Apertura de la tapa automática
- Registro de los parámetros de la centrifugación – PC computer (RS-232)
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de la tapa de emergencia
- Versatilidad - Opciones : 18 Rotores Angulares / 6 Rotores Oscilantes

Equipada con:



Rotor angular 36x1,5/2ml


Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	ancho x fondo x alto	Temperatura	Precio
MPW 260	CMT-1-21	Angular 45°	36x1,5/2ml	15.100	21.158xg	365 x 495 x 320mm	-	€ 2.290
MPW 260R	CMTR-1-21	Angular 45°	36x1,5/2ml	15.100	21.158xg	365 x 660 x 320mm	-20C/+40°C	€ 3.650

Serie MPW 352
Pack CMT 3-30

Serie MPW 352R
Pack CMTR 2-30



Equipada con:



Rotor angular 36×1,5/2ml

Centrífuga Microtubos MPW 352/R

- **Con Refrigeración de -20/+40°C (Modelo 352R)**
- Motor de inducción libre de mantenimiento / Protección Térmica del Motor
- Gran Pantalla LCD Gráfica
- 99 programas de usuario
- 10 Perfiles de aceleración / frenado
- Conversión de RPM / RCF
- Ajuste de radio centrífuga para muestras (con corrección automática RCF)
- Cálculo efectivo tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Identificación del rotor / Detector de desequilibrio
- Grabación de los parámetros de centrifugación – (USB)
- Ajuste manual de la densidad de las muestras de > 1,2 g/cm³ (con corrección de velocidad máxima automática)
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de emergencia de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 28 Rotores Angulares / 9 Rotores Oscilantes

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Ancho x fondo x alto	Temperatura	Precio
MPW 352	CMT-3-30	Angular 45°	36×1,5/2ml	18.000	30.065xg	380 x 443 x 545mm	-	€ 2.995
MPW 352R	CMTR-2-30	Angular 45°	36×1,5/2ml	18.000	30.065xg	380 x 443 x 695mm	-20C/+40°C	€ 4.586

Agitadores

Armarios de seguridad

Autoclaves

Automatización y robotica

Balanzas

Baños

Cintas-Mantas Calefactoras

Cabinas Filtración

Cabinas Flujo Laminar

Cabinas - Aisladores

Campanas de gases

Cámaras climáticas

Centrifugas

Congeladores / Conservadores

Congeladores Bancos de
Sangre (Certified 93/42/EEC)

Cromatografía Columnas HPLC

Cromatografía Jeringas

Destiladores

Equipos punto de Fusión

Estufas e Incubadores

Homogeneizadores

Incubadores de CO₂/O₂

Instrumental general

Liofilizadores

Mesas de Autopsias

Mobiliario de laboratorio

Mortuorios

Papel de Filtro

pHmetros

Pipetas-automáticas-
consumibles

Placas Calefactoras

Racks/Cajas

Refrigeración industrial


Salas blancas

Termobloques

Termocicladores

Termoreguladores

Termoselladoras



Anatomía
patológica



Banco
de sangre



Biobancos




Biología
celular



Biología
molecular



Fecundación
In vitro



Industria
Química - Farmacéutica



Salas
blancas



Seguridad