

OFERTAS ESPECIALES

Consulte Finalización Oferta

Refrigeradores	+4°C
Conservadores	-20°C
Congeladores	-40°C
Ultracongeladores	-86°C

Crioconservación



Serie	Modelo	Equipados con	Medidas externas	Medidas internas	Garantía
FRL  	FRL 160 V / GL	- Estructura externa en Acero - Puerta equipada con cerradura y llave - Indicador digital de temperatura - Luz interna (Versión GL) - Puerta de vidrio (Versión GL) - Ventilación interna - Refrigerante R134a - R600a	600x620x850mm	495x455x675mm	
	FRL 260 V / GL		600x610x1250mm	470x440x1062mm	
	FRL 360 V / GL		600x610x1640mm	470x440x1452mm	
	FRL 500 V / GL		750x730x1640mm	590x560x1452mm	
FRL PRO  	FRL-PRO 100 V / GL	- Estructura externa en Acero - Sistema de control por MICROPROCESADOR - Cámara interna de acero inoxidable - Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna - Recup. rápida de la temperatura después de abrir la puerta - Iluminación interior - Puerta de vidrio (Versión GL) - Estantes ajustables en altura - Puerta con cerradura y llave de seguridad - Pasamuros de 23mm ø - Alarma remota - Ventilación interna - Refrigerante R404a	600X600X850mm	480x465x460mm	
	FRL-PRO 200 V / GL		600X600X1535mm	480x465x920mm	
	FRL-PRO 300 V / GL		600X600X1935mm	480x465x1320mm	
	FRL-PRO 500 V / GL		700X800X2040mm	575x660x1400mm	
EKOBASIC TN  	EKOBASIC 700/1TN / GL	- Estructura externa en Acero - Sistema de control por MICROPROCESADOR HTWL - Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna - Recup. rápida de la temperatura después de abrir la puerta - Aislamiento térmico Técnica Sandwich de 75mm - Cámara interna en acero inox. - Puerta con cerradura y llave de seguridad - Iluminación Interna (Versión GL) - Puerta de vidrio (Versión GL) - Estantes regulables en altura - Bajo consumo de nivel de energía - Control de alarma remoto - Refrigerante R134a	740x815x1998mm	590x675x1500mm	
	EKOBASIC 1500/2TN / GL		1480x815x1998mm	1330x675x1500mm	
EKOBASIC BT  	EKOBASIC 700/1 BT	- Estructura externa en Acero - Sistema de control por MICROPROCESADOR HTWL - Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna - Recup. rápida de la temperatura después de abrir la puerta - Aislamiento térmico Técnica Sandwich de 75mm. Cámara interna en acero inox. - Puerta con cerradura y llave de seguridad. - Puerta de vidrio (Opción) - Iluminación Interna - Estantes regulables en altura - Bajo consumo de nivel de energía - Control de alarma remoto - Refrigerante R404a	740x815x1998mm	590x675x1500mm	
	EKOBASIC 1500/2 BT		1480x815x1998mm	1330x675x1500mm	
FCL PRO  	FCL-PRO 300/2TN-2TS / G	- Estructura externa en Acero - Puerta con cerradura y llave de seguridad - Sistema de control por MICROPROCESADOR (E2003) - Ventilación interna (para cada compartimento) - Pasa muros de 23 mm - Montado sobre ruedas - Luz interna (para compartimentos +4°C) - Cámara interna en acero inoxidable - Ventana en el compartimento del refrigerador (G) - Refrigerante R404a	600X600X1935mm	Refrigerador 480x465x920mm Congelador 480x465x460mm	
	FCL-PRO 700/2TN-2TS / G		700X800X1990mm	Refrigerador 580x670x685mm Congelador 580x670x685mm	
KRYOLAB  	KRYOLAB 300V	- Estructura externa en Acero - Puerta con cerradura y llave de seguridad - Indicador LED de temperatura (sólo KRYOLAB 300V) - Display digital (sólo para KRYOLAB 500V) - Termostato e indicador para el control de la temperatura - Refrigerante R600a/R134a	600x620x1645mm	410x410x1370mm	
	KRYOLAB 500V		745x780x1725mm	615x550x1500mm	
KRYOS  	KRYOS 500V	- Estructura externa en Acero - Puerta con cerradura y llave de seguridad - Sistema de control por MICROPROCESADOR (E2003) - Equipado con 14 cajones - Refrigerante R404a	745x820x1965mm	615x550x1500mm	
PLATILAB  	PLATILAB 110H	- Estructura externa en Acero - Puerta con cierre electromagnético y llave externa - Sistema de bloqueo - Pasa muros de 23 mm - Montado sobre ruedas - Cámara interna en acero inoxidable 4 puertas internas aisladas 3 estantes internos de acero inoxidable (mod. verticales) - Refrigerante R404a / Mezcla	730x850x1080mm	450x560x450mm	
	PLATILAB 370H		1780x855x1140mm	1050x520x670mm	
	PLATILAB 550H		2350x855x1140mm	1590x520x670mm	
	PLATILAB 340V-4-STD		765x900x1985mm	450x530x1350mm	
	PLATILAB 500V-4-STD		1015x900x1985mm	700x530x1350mm	
IRILAB  	IRILAB 800V-5-STD	- Estructura externa en Acero - Puerta con cierre electromagnético y llave externa - Pasa muros de 23 mm - Sistema de bloqueo - Alarma remota - Montado sobre ruedas - Cámara interna en acero inoxidable - Aislamiento con tecnología VIP 5 puertas internas aisladas 4 estantes internos de acero inoxidable - Refrigerante R404a / Mezcla	1086x890x1995mm	906x609x1472mm	  Compressor

Certificaciones

Sistema de gestión	Año	Tipo de certificación
Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	2013	Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de Julio de 2012, sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - ALS
Registro de Técnicos y empresas que realizan el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración que contengan gases fluorados	2013	PEF-DPR 43/2012 y Reglamento CE 842/2006
Aseguramiento de calidad total para ensamblajes con examen de diseño y vigilancia especial de la verificación final	2012	Directiva 97/23/CE equipos a presión - PED -ALS
Registro EMAS	2009	Reglamento CE n. 1221/2009 Angelantoni Industrie
Sistema de Garantía total Certificado CEE Dispositivos Medical Device	2009	Directiva 93/42/CEE - Angelantoni Industrie
Sistema de Gestión de Calidad Dispositivos Medical Device	2009	UNI EN ISO 13485:2004 - ALS
Sistema de Gestión Ambiental	2001	UNI EN ISO 14001:2004 - ALS
Sistema de Gestión de Calidad	1995	UNI EN ISO 9001:2008-ALS



Refrigeradores laboratorio Serie FRL

+4°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta equipada con cerradura y llave
- ✓ Indicador digital de temperatura
- ✓ Luz interna (Versión GL)
- ✓ Puerta de vidrio (Versión GL)
- ✓ Ventilación interna
- ✓ Refrigerante R134a - R600a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Estantes	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
FRL 160 V	13241	160 l	+2/+14°C	600x620x850mm	495x455x675mm	3	Opaca	Vertical	€1.135	€965
FRL 160 V-GL	13245						Vidrio		€1.250	€1.062
FRL 260 V	11410	260 l	+2/+14°C	600x610x1250mm	470x440x1062mm	3	Opaca	Vertical	€1.235	€1.050
FRL 260 V-GL	11411						Vidrio		€1.643	€1.395
FRL 360 V	11412	360 l	+2/+14°C	600x610x1640mm	470x440x1452mm	4	Opaca	Vertical	€1.430	€1.215
FRL 360 V-GL	11413						Vidrio		€1.785	€1.517
FRL 500 V	11414	500 l	+2/+14°C	750x730x1640mm	590x560x1452mm	4	Opaca	Vertical	€1.520	€1.292
FRL 500 V-GL	11415						Vidrio		€2.051	€1.745



Refrigeradores laboratorio Serie FRL PRO

+4°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Sistema de control por MICROPROCESADOR
- ✓ Cámara interna de acero inoxidable
- ✓ Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna
- ✓ Recuperación rápida de la temperatura después de abrir la puerta
- ✓ Iluminación interior
- ✓ Puerta de vidrio (Versión GL)
- ✓ Estantes ajustables en altura
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad
- ✓ Pasamuros de 23mm ø
- ✓ Alarma remota
- ✓ Ventilación interna
- ✓ Refrigerante R404a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Estantes	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
FRL-PRO 100 V	13498	100 l	+2/+12°C	600X600X850mm	480x465x460mm	2	Opaca	Vertical	€2.061	€1.750
FRL-PRO 100 V-GL	13499						Vidrio		€2.133	€1.815
FRL-PRO 200 V	13468	200 l	+2/+12°C	600X600X1535mm	480x465x920mm	3	Opaca	Vertical	€2.327	€1.980
FRL-PRO 200 V-GL	13489						Vidrio		€2.388	€2.030
FRL-PRO 300 V	13500	300 l	+2/+12°C	600X600X1935mm	480x465x1320mm	5	Opaca	Vertical	€2.541	€2.160
FRL-PRO 300 V-GL	13501						Vidrio		€2.561	€2.177
FRL-PRO 500 V	13448	500 l	+2/+12°C	700X800X2040mm	575x660x1400mm	4	Opaca	Vertical	€3.213	€2.731
FRL-PRO 500 V-GL	13490						Vidrio		€3.360	€2.856



Refrigeradores laboratorio Serie EKOBASIC TN

+4°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Sistema de control por MICROPROCESADOR HTWL
- ✓ Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna
- ✓ Rápida recuperación de la temperatura después de la apertura de la puerta
- ✓ Aislamiento térmico Técnica Sandwich de 75mm
- ✓ Cámara interna en acero inox.
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad
- ✓ Iluminación Interna (Versión GL)
- ✓ Puerta de vidrio (Versión GL)
- ✓ Estantes regulables en altura
- ✓ Bajo consumo de nivel de energía
- ✓ Control de alarma remoto
- ✓ Refrigerante R134a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Estantes	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
EKOBASIC 700/1 TN	12818	700 l	+0/+15°C	740x815x1998mm	590x675x1500mm	4	Opaca	Vertical	€2.337	€1.985
EKOBASIC 700/1 TN-GL	12819						Vidrio		€2.510	€2.135
EKOBASIC 1500/2 TN	12826	1500 l	+0/+15°C	1480x815x1998mm	1330x675x1500mm	6	Opaca	Vertical	€3.367	€2.862
EKOBASIC 1500/2 TN-GL	12827						Vidrio		€3.888	€3.305



Conservadores laboratorio Serie EKOBASIC BT

-20°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Sistema de control por MICROPROCESADOR HTWL
- ✓ Alta estabilidad y uniformidad de la temperatura interna
- ✓ Rápida recuperación de la temperatura después de la apertura de la puerta
- ✓ Aislamiento térmico Técnica Sandwich de 75mm. Cámara interna en acero inox.
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad. Puerta de vidrio (Opción)
- ✓ Iluminación Interna
- ✓ Estantes regulables en altura
- ✓ Bajo consumo de nivel de energía
- ✓ Control de alarma remoto
- ✓ Refrigerante R404a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Estantes	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
EKOBASIC 700/1 BT	12822	700 l	-10/-20°C	740x815x1998mm	590x675x1500mm	4	Opaca	Vertical	€ 2.684	€ 2.281
EKOBASIC 1500/2 BT	12830	1500 l		1480x815x1998mm	1330x675x1500mm	6	Opaca		€ 4.071	€ 3.460



Refrigerador/Congelador laboratorio Serie FCL PRO

COMBINADO

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad
- ✓ Sistema de control por MICROPROCESADOR (E2003)
- ✓ Ventilación interna (para cada compartimento)
- ✓ Pasa muros de 23 mm
- ✓ Montado sobre ruedas
- ✓ Luz interna (para compartimentos +4°C)
- ✓ Cámara interna en acero inoxidable
- ✓ Ventana en el compartimento del refrigerador (G)
- ✓ Refrigerante R404a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Estantes	Tipo	Precio	OFERTA
FCL-PRO 300/2TN-2TS	13506	300 l	+2/+12°C -10/-25°C	600X600X1935mm	480x465x920 (Refr)	3	Vertical	€ 3.652	€ 3.100
FCL-PRO 300/2TN-2TS-G	13507				480x465x460 (Cong)	2		€ 3.770	€ 3.200
FCL-PRO 700/2TN-2TS	13438	700 l	+2/+12°C -10/-25°C	700X800X1990mm	580x670x685 (Refr)	2	Vertical	€ 5.112	€ 4.345
FCL-PRO 700/2TN-2TS-G	13439				580x670x685 (Cong)	2		€ 5.408	€ 4.597



Congeladores laboratorio Serie KRYOLAB

-30°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad
- ✓ Indicador LED de temperatura (sólo KRYOLAB 300V)
- ✓ Display digital de temperatura, indicador/regulador (sólo para KRYOLAB 500V)
- ✓ Termostato e indicador externo para el control de la temperatura
- ✓ Refrigerante R600a/R134a

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Cajones	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
KRYOLAB 300V	13032	300 l	-25/-40°C	600x620x1645mm	410x410x1370mm	7	Opaca	Vertical	€ 1.694	€ 1.440
KRYOLAB 500V	11422	500 l		745x780x1725mm	615x550x1500mm	14	Opaca		€ 2.051	€ 1.744



Congeladores laboratorio Serie KRYOS

-40°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta con cerradura y llave de seguridad
- ✓ Sistema de control por MICROPROCESADOR (E2003)
- ✓ Equipado con 14 cajones
- ✓ Refrigerante R404A

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Cajones	Puerta	Tipo	Precio	OFERTA
KRYOS 500V	13473	500 l	-25/-43°C	745x820x1965mm	615x550x1500mm	14	Opaca	Vertical	€ 5.163	€ 4.389



Ultracongelador Serie PLATILAB

-86°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta con cierre electromagnético y llave externa
- ✓ Sistema de bloqueo
- ✓ Pasa muros de 23 mm
- ✓ Montado sobre ruedas
- ✓ Cámara interna en acero inoxidable
- ✓ 4 puertas internas aisladas
- ✓ 3 estantes internos de acero inoxidable (para modelos verticales)
- ✓ Refrigerante R404a / Mezcla

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Nº Cajas	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Tipo	Precio	OFERTA
PLATILAB 110 H	12086	110l	63	-40/-86°C	730x850x1080mm	450x560x450mm	Horizontal	€ 6.296	€ 5.350
PLATILAB 370 H	12083	370l	210		1780x855x1140mm	1050x520x670mm		€ 7.000	€ 5.950
PLATILAB 550 H	12084	550l	330		2350x855x1140mm	1590x520x670mm		€ 7.694	€ 6.540
PLATILAB 340 V-4-STD	13070	340l	240		765x900x1985mm	450x530x1350mm	Vertical	€ 8.388	€ 7.130
PLATILAB 500 V-4-STD	13071	500l	420		1015x900x1985mm	700x530x1350mm		€ 8.745	€ 7.450



Ultracongelador Serie IRILAB

-86°C

- ✓ Estructura externa en Acero
- ✓ Puerta con cierre electromagnético y llave externa
- ✓ Pasa muros de 23 mm
- ✓ Sistema de bloqueo
- ✓ Alarma remota
- ✓ Montado sobre ruedas
- ✓ Cámara interna en acero inoxidable
- ✓ Aislamiento con tecnología VIP
- ✓ 5 puertas internas aisladas
- ✓ 4 estantes internos de acero inoxidable
- ✓ Refrigerante R404a / Mezcla

Modelo	Codigo	Capac. nom.	Nº Cajas	Temperatura	ancho x fondo x alto (ext)	ancho x fondo x alto (int)	Tipo	Precio	OFERTA
IRILAB 800 V-5-STD	13113	800l	600	-40/-86°C	1086x890x1995mm	906x609x1472mm	Vertical	€ 12.234	€ 9.995



Sistema de Control de Temperatura Serie PROTECT DG-2

Sistema de Control a Tiempo real

- ✓ Tecnología inalámbrica que protege sus muestras 24/7 con la función de registro de datos continuo y notificaciones de alarma inmediatas
- ✓ Monitoreo centralizado para todos sus equipos
- Control de Temperatura para refrigeradores, congeladores, cámaras frías, tanques criogénicos y congeladores de -80°C
- ✓ Control de Temperatura y humedad para cámaras climáticas, área ambiental
- ✓ Medición y registro de parámetros físicos, medición y registro, CO₂, HR.
- ✓ Lectura directa en la pantalla
- ✓ En comparación con Wi-Fi, radio frecuencia tiene más tiempo duración de la batería y la distancia de transmisión.
- ✓ Utilizando radiofrecuencia, los repetidores pueden ser instalados ampliando la distancia, lo cual es tan fácil utilizando algún sistema Wi-Fi.

Capacidades de alarma - Asegurando sus muestras

- ✓ Evitar la pérdida de productos
- ✓ Gestión de alarmas en tiempo real
- ✓ Alerta visual y sonora
- ✓ Notificación de alarma a distancia a través de E-mail.

Sistema de Software e interfaz de PC • Visualización remota de datos

- ✓ Descarga de la base de datos, presentada para su fácil entendimiento de informes o gráficos
- ✓ Software de protección que permite visualizar los registros ubicados en el mapa de instalación y manejo de la alarma

PRESUPUESTO SEGÚN NECESIDAD Y/O APLICACIÓN

Equipamiento para la monitorización y registro constante de la Temperatura de Equipos de Refrigeración

El sistema de Control de Temperatura se podrá ampliar a un mayor número de puntos de medición.

Flexibilidad para la distribución final de los puntos de lectura en los distintos servicios.

Racks Serie HLS-HL

-86°C



Modelo	Almacenaje	PLATILAB 110	PLATILAB 370	PLATILAB 550	ancho x fondo x alto	Altura caja	OFERTA
HLS-HL50.7	Cajas por Rack	7	-	-	140x135x391mm	50mm	€ 35
	Racks por Congelador	9	-	-			
	Cajas por Congelador	63	-	-			
HLS-HL75.5	Cajas por Rack	5	-	-	140x135x391mm	75mm	€ 32
	Racks por Congelador	5	-	-			
	Cajas por Congelador	45	-	-			
HLS-HL50.10	Cajas por Rack	-	10	10	138x138x603mm	50mm	€ 52
	Racks por Congelador	-	21	33			
	Cajas por Congelador	-	210	330			
HLS-HL75.7	Cajas por Rack	-	7	7	138x138x603mm	75mm	€ 48
	Racks por Congelador	-	21	33			
	Cajas por Congelador	-	147	231			

Racks Serie HLS-VB

-86°C



Modelo	Almacenaje	PLATILAB 340	PLATILAB 500	IRILAB 800	ancho x fondo x alto	Altura caja	OFERTA
HLS-VB50.5	Cajas por Rack	20	20	-	139x550x292mm	50mm	€ 94
	Racks por Congelador	12	20	-			
	Cajas por Congelador	240	400	-			
HLS-VB75.5	Cajas por Rack	12	12	-	139x550x245mm	75mm	€ 97
	Racks por Congelador	12	20	-			
	Cajas por Congelador	144	240	-			
HLS-VB50.5	Cajas por Rack	-	-	20	139x550x292mm	50mm	€ 94
	Racks por Congelador	-	-	30			
	Cajas por Congelador	-	-	600			
HLS-VB75.5	Cajas por Rack	-	-	12	139x550x245mm	75mm	€ 97
	Racks por Congelador	-	-	30			
	Cajas por Congelador	-	-	360			

Agitadores

Armarios de seguridad

Autoclaves

Automatización y robotica

Balanzas

Baños

Cintas-Mantas Calefactoras

Cabinas Filtración

Cabinas Flujo Laminar

Cabinas - Aisladores

Campanas de gases

Cámaras climáticas

Centrifugas

Congeladores / Conservadores

Congeladores Bancos de
Sangre (Certified 93/42/EEC)

Cromatografía Columnas HPLC

Cromatografía Jeringas

Destiladores

Equipos punto de Fusión

Estufas e Incubadores

Homogeneizadores

Incubadores de CO₂/O₂

Instrumental general

Liofilizadores

Mesas de Autopsias

Mobiliario de laboratorio

Mortuorios

Papel de Filtro

pHmetros

Pipetas-automáticas-
consumibles

Placas Calefactoras

Racks/Cajas

Refrigeración industrial


Salas blancas

Termobloques

Termocicladores

Termoreguladores

Termoselladoras



Anatomía
patológica



Banco
de sangre



Biobancos




Biología
celular



Biología
molecular



Fecundación
In vitro



Industria
Química - Farmacéutica



Salas
blancas



Seguridad