

**PROMOCIÓN
CENTRÍFUGAS
INVESTIGACIÓN**

Centrífugas Investigación




Serie MPW 223e
Pack CLI 1-4



Centrífuga Investigación MPW 223e

- Motor de Inducción Libre de Mantenimiento
- Configuración intuitiva de los parámetros
- Pantalla LCD
- Ajuste del tiempo de centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Alarma de desequilibrio
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor
- Cerradura de la tapa para apertura de emergencia
- Cámara del Rotor en acero Inoxidable
- Versatilidad - Opciones : 6 Rotores Angulares / 4 Rotores Oscilantes

Equipada con:



Rotor oscilante
4x100ml.



4 Bucket 100ml.



4 Adap. 15ml.
4 tubos FALCON/NALGENE



4 Adap. 50ml.
4 tubos FALCON/NALGENE

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Dim. Externas (mm)	Precio
MPW 223e	CLI-1-4	Oscilante	4x100ml	4.000	2.320xg	270 x 355 x 435	€ 2.638


Serie MPW 260R
Pack CLIR 1-8



Centrífuga Investigación MPW 260R

- **Con Refrigeración de -20 + 40°C**
- Refrigeración inicial sin/con centrifugación, precisa estabilización de temperatura de -20 + 40°C
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Motor de Inducción, libre de mantenimiento
- Display LCD
- 99 Programas de trabajo
- 10 Perfiles de Aceleración / Frenado
- Conversión RPM/RCF
- Cálculo efectivo del tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Posibilidad de cambiar los parámetros durante la centrifugación
- Identificación del rotor y detector de desequilibrio
- Apertura de la tapa automática y Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de la tapa de emergencia
- Registro de los parámetros de la centrifugación – PC computer (RS-232)
- Versatilidad - Opciones : 18 Rotores Angulares / 6 Rotores Oscilantes

Equipada con:



Rotor oscilante
4x100ml.



Bucket 100ml.



4 Adap. 15ml.
4 tubos FALCON/NALGENE



4 Adap. 50ml.
4 tubos FALCON/NALGENE

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Dim. Externas (mm)	Temperatura	Precio
MPW 260R	CLIR-1-18	Oscilante	4x100ml	4.000	2.469xg	365 x 660 x 320	-20C/+40°C	€ 4.199

Serie MPW 352
Pack CLI 2-18

Serie MPW 352R
Pack CLIR 2-18




Centrífuga Investigación MPW 352/352R

• Con Refrigeración de -20 + 40°C (Modelo 352R)

- Motor de inducción libre de mantenimiento con protección Térmica
- Gran Pantalla LCD Gráfica
- 99 programas de usuario
- 10 Perfiles de aceleración / frenado
- Conversión de RPM / RCF
- Ajuste de radio centrífuga para muestras (con corrección automática RCF)
- Cálculo efectivo tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de Centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Cambio de los parámetros durante la centrifugación
- Identificación del rotor y detector de desequilibrio
- Grabación de los parámetros de centrifugación – (USB)
- Ajuste manual de la densidad de las muestras de > 1,2 g/cm³ (corrección velocidad máx. auto.)
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de emergencia de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 28 Rotores Angulares / 9 Rotores Oscilantes

Equipada con:



**Rotor oscilante
4x250ml.**



4 Bucket 250ml.



**4 Adap. 5x15ml.
20 tubos FALCON**



**4 Adap. 2x50ml.
8 tubos FALCON**

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Dim. Externas (mm)	Temperatura	Precio
MPW 352	CLI-2-18	Oscilante	4x250ml	5.000	4.724xg	380 x 443 x 695	-	€ 4.031
MPW 352R	CLIR-2-18	Oscilante	4x250ml	5.000	4.724xg	380 x 443 x 695	-20C/+40°C	€ 5.595

Serie MPW 380
Pack CLI 3-18

Serie MPW 380R
Pack CLIR 3-18




Centrífuga Investigación MPW 380/380R


• Con Refrigeración (Modelo 380R)

- Motor de inducción libre de mantenimiento con protección térmica del motor
- Gran pantalla LCD gráfica
- 99 Programas operativos
- 10 Perfiles de aceleración / frenado
- Conversión de RPM / RCF
- Ajuste del radio centrífuga para muestras (con corrección automática RCF)
- Ajuste manual de la densidad de las muestras de > 1,2 g/cm³
- Cálculo efectivo tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de centrifugación (desde SHORT corto, hasta infinito)
- Identificación del rotor / Detector de desequilibrio
- Grabación de los parámetros de centrifugación – USB
- Bloqueo de la tapa durante la marcha del rotor / Apertura de emergencia de la tapa
- Versatilidad - Opciones : 18 Rotores Angulares / 7 Rotores Oscilantes


Equipada con:




**Rotor oscilante
4x400ml.**



Bucket rectangular



**4 Adap. 12x15ml.
48 tubos FALCON**



**4 Adap. 5x50ml.
20 tubos FALCON**

Modelo	Pack	Rotor	Capacidad	RPM	RCF	Dim. Externas (mm)	Temperatura	Precio
MPW 380	CLI-3-18	Oscilante	4x400ml	4.000	4.188xg	515 x 650 x 455	-	€ 7.390
MPW 380R	CLIR-3-18	Oscilante	4x250ml	5.000	4.724xg	715 x 650 x 455	-20C/+40°C	€ 9.995