

Ultracongeladores verticales idealmente diseñados para el almacenamiento seguro y a largo plazo de muestras biológicas



NEXUS 530 V4 /810 V4 SLIM

- ✓ Microprocesador y pantalla digital grande de 7"
- ✓ Interior de Acero Inoxidable AISI 304
- ✓ Sistema de refrigeración exclusivo, silencioso y potente
- ✓ 2 compresores en cascada que utilizan refrigerantes ecológicos
- ✓ Manilla ergonómica con tirador mecánico y cierre con llave
- ✓ Congelación uniforme
- ✓ Optimización de espacios internos. Máxima capacidad en menor espacio
- ✓ 4 puertas internas
- ✓ 3 estantes regulables en altura y reforzados para soportar 70 kg. de peso

*Disponibilidad
inmediata*

Además

Nexus 810V4 Slim incluye sin cargo

Buck-up CO2

Conexión Ethernet RJ-45



Manilla ergonómica / Pantalla digital de 7"

..... Datos técnicos

Modelo	NEXUS 530 V-4	NEXUS Slim 810 V-4
--------	---------------	--------------------

Precio: 8.900€

Precio: 12.375 €

Dimensiones Externas	mm	1040(Ancho) x 1028(Fondo) x 1978(Alto)	mm	1112 (Ancho) x 1028(Fondo) x 1978(Alto)
Dimensiones Internas	mm	700(Ancho) x 530(Fondo) x 1350(Alto)	mm	906 (Ancho) x 609(Fondo) x 1472(Alto)
Volumen	Lt	500	Lt	813
Peso	Kg	265	Kg	314
Rango de Temperatura	°C	- 40 /- 86	°C	- 40 /- 86
Voltaje	V / Hz	230 V – 50 Hz	V / Hz	230 V – 50 Hz
Nivel de ruido	Db(A)	< 55	Db(A)	< 55

Precios válidos hasta fin de existencias