

Ofertas Expodental



Autoclaves - Lavadoras termodesinfectadoras - Accesorios - Baños ultrasonido - Purificadores

Autoclaves Kronos B23 y B18

Modelo B-18



- Sensor de calidad del agua
- 10 programas: 4 clase S, 6 clase B y 3 de prueba (Vacío/Bowie-Dick/Helix)
- Generador de vapor
- Tecnología QuickSteam patentada, para ciclos hasta un 20 % más rápidos
- Programable hasta 24h. de antelación
- Conforme normativas: 93/42/CE, 2014/68/UE, ISO 13485, 2012/19/UE, EN 13060, IEC 61010-1, IEC 61010-2-40, EN 61326-1

Modelo B-18:

- Impresora integrada
- Medidas Externas: 505 mm x 400 mm x 615 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Modelo B-18 (USB):

- Impresora integrada
- Puerto USB Data Logger Interno
- Medidas Externas: 505 mm x 400 mm x 615 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Modelo B-23 (USB+ROSI):

- Impresora integrada
- Sistema de purificación de agua ROSI formado por tres cartuchos y se conecta directamente a las redes de suministro y evacuación del consultorio
- Puerto USB Data Logger Interno
- Medidas Externas: 505 mm x 400 mm x 690 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Modelo B-23



Modelo	Pack	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
Kronos B-18	IMPRESORA	€ 4.070	20%	€ 3.256

Modelo	Pack	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
Kronos B-18	USB	€ 4.298	20%	€ 3.438

Modelo	Pack	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
Kronos B-23	USB + ROSI	€ 5.020	25%	€ 3.765

Más información:



Lavadora Termodesinfectadora AWD655-2

AWD655-2



- Puerta de doble vidrio templado con apertura y cierre manual.
- Agua caliente por resistencias externas a la cámara para una mayor vida útil del sistema.
- Secado con sistema de aire filtrado calentado eléctricamente y forzado a la cámara.
- Sistema eficiente de condensación de vapor
- Cumple con los estándares de higiene EN-ISO 15883-1/2 y 5 CE y 93/42/EEC.
- Peso kg 65, modelo sobremesa
- Dimensiones Externas: 595 x 600 x 520 mm (Ancho x Alto x Fondo)


Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
AWD655-2	€ 6.989	15%	€ 5.941

Accesorios:

15% Dcto



119904277 - Luz led de cámara:	€ 419	€ 356
119905120 - Cesta TD120:	€ 131	€ 111
D00480400 - Inserto A063 8 - 35 mm:	€ 53	€ 45
D00505200 - Inserto A064 vertical:	€ 143	€ 122
119904268 - Water Soft C.:	€ 245	€ 208



Más información:



Baños Ultrasonido QC1 - QC3 - QC6

Quick Clean **QC1**



4,5 Litros

- La unidad QuickClean limpia a fondo y de manera constante durante todo el baño
- Tecnología Frequency-Leap, garantiza la limpieza de los instrumentos sin importar su colocación en la cesta
- Cycle, el ciclo tiene un tiempo de ejecución personalizado de 1 a 99 minutos
- De conformidad con: 2014/35/EU2014/30/UE

- **Modelo Q1:** 4,5 L - Dimensiones Externas: 265 x 345 x 260 mm (Ancho x Alto x Fondo)
- **Modelo Q3:** 12,5 L - Dimensiones Externas: 265 x 375 x 420 mm (Ancho x Alto x Fondo)
- **Modelo Q6:** 25 L - Dimensiones Externas: 365 x 550 x 420 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Quick Clean **QC3**



12,5 Litros

Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
QC1	€ 1.472	20%	€ 1.178

Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
QC3	€ 1.980	20%	€ 1.584

Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
QC6	€ 2.798	20%	€ 2.238

Quick Clean **QC6**



25 Litros

Más información:



Purificadores Fotocatalíticos HeraPuresafe HPSP0030 y HPSF0280

HPSP0030



- Purificadores de aire y superficies
- Sin filtros internos. No hay riesgo de acumulación
- Sistema catalítico AKsep (Patentado) - Semiconductor - Membrana de polipropileno
- Avalados por informe de Microbiología SGS - CIEMAT y registro en Ministerio de Sanidad
- Mínimo mantenimiento en 16.000 horas de uso
- Consumo energético mínimo
- Ultrasilenciosos

Modelo HPSP 0030:

- Flujo de Aire 40 m³/h
- Espacio recomendado: 6,7 m³ (6 rot/hora)
- Dimensiones: 90x90x420mm (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso: 1,5kg
- Ruido: 14 dBA

Modelo HPSF 0280:

- Flujo de Aire 280 m³/h
- Espacio recomendado: 8,7 m² (6 rot/hora) 28 m² (4 rot/hora) 56 m² (2 rot/hora) 112 m² (1 rot/hora)
- Dimensiones: 593x593x140mm (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso: 10,5kg
- Ruido: 20 dBA

HPSF 0280



Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
HPSP 0030	€ 999	20%	€ 799

Modelo	Precio lista	Dcto. Feria	Precio
HPSF 0280	€ 1.999	20%	€ 1.599

Más información:

